

2008-2009 SURUGA SEIKI 総合カタログ 正誤表

| | | | | | ヌケ=空白の状態 | | | |
|--------------|-----|---------|-----------------------|------------|----------|--|-----------------|---------------|
| 章 | ページ | 型式 | 修正場所 | 修正内容 | 誤 | 正 | | |
| ガイ ダ ス | 14 | マニピュレータ | 製品名 | アプリケーション6軸 | マニピュレータ | マニピュレータ | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 1002 | ガイダンス | ラインナップ表 | 誤記 | 制御機器 | ドライババック | ドライババック |
| | 1 | 1004 | 粗微動マイクロメータ | 説明文 | 誤記 | 説明文 | 粗鋼 | 粗動 |
| | 1 | 1005 | 自動クロスローラ | 品名 | 誤記 | 品名 | クロスローラ | クロスローラ |
| | 1 | 1007 | グリースの説明 | タイトル | 誤記 | 手動ステージの対応状況についてのタイトル | 自動ステージ | 手動ステージ |
| | 1 | 3007 | BDLXR | 【特徴】 | 誤記 | 【特徴】説明文 パーニアは付いていません。 | パーニア目盛(1mm)付き。 | 目盛付き(1mm)。 |
| | 1 | 3022 | BDBXS-25 | SPEC | 誤記 | トレース図 固定用穴 数量 | 4-φ2.5 4-M3深3 | 3-φ2.5 3-M3深3 |
| | 1 | 3045 | BDBZS-60 | 構成 | 誤記 | ベース/参照頁 | A47-2/1-8003 | A47-3/1-8003 |
| | 1 | 3047 | BDBHR-25 | SPEC | 誤記 | 数値 | 18 mm | 8 mm |
| | 1 | 3047 | B07-3N | SPEC | 誤記 | 数値 | 17mm | 18mm |
| | 1 | 3149 | BSB36-25A | 構成 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | BSB16-25A | BSB16-25AZ |
| | 1 | 3149 | BSB36-40A | 構成 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | BSB36-40A | BSB16-40AZ |
| | 1 | 3149 | BSB16-60A | 構成 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | BSB16-60A | BSB16-60AZ |
| | 1 | 3149 | BSB16-80A | 構成 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | BSB16-80A | BSB16-80AZ |
| | 1 | 3057 | B08-114/BDBUS-60 | SPEC | 誤記 | 耐荷重 | 1.0kgf(9.8N) | 2.0kgf(19.6N) |
| | 1 | 3058 | BDBUS-25 | トレース | 誤記 | 座グリ穴 にあるタップ穴 | 3-M2深3 | 3-M3深3 |
| | 1 | 3058 | BDBUS-40 | トレース | 誤記 | 座グリ穴 にあるタップ穴 | 4-M3深5 | 4-M4深5 |
| | 1 | 3058 | BDBUS-60 | トレース | 誤記 | 座グリ穴 にあるタップ穴 | 4-M4深5 | 4-M5深5.5 |
| | 1 | 3069 | BDBVS-25/40/60 | 商品写真 | 誤記 | 型式通りの写真と異なる カタログの写真はXZ軸のBDBUS-25/40/60 | - | トレース通りのものが正 |
| | 1 | 3070 | BDBVS-25 | トレース | 誤記 | トレース図 座グリ穴 にあるタップ穴 | 3-M2深3 | 3-M3深3 |
| | 1 | 3070 | BDBVS-40 | トレース | 誤記 | トレース図 座グリ穴 にあるタップ穴 | 4-M3深5 | 4-M4深5 |
| | 1 | 3070 | BDBVS-60 | トレース | 誤記 | トレース図 座グリ穴 にあるタップ穴 | 4-M4深5 | 4-M5深5.5 |
| | 1 | 3085 | 勝手仕様の価格 | 選定例 | 誤記 | 選定例 勝手仕様の価格 | ¥00 | ¥0 |
| | 1 | 3088 | BSS16-25AZR | トレース | 誤記 | トレース図 | 数値が寸法に被っている | |
| | 1 | 3088 | BSS16-25CZR | トレース | 誤記 | トレース図 | 矢印が途中で消えている | |
| | 1 | 3090 | BSS16-25AZR1 | トレース | 誤記 | トレース図 | 数値が寸法に被っている | |
| | 1 | 3092 | BSS16-40C | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 9 |
| | 1 | 3092 | BSS16-40CZ | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 9 |
| | 1 | 3094 | BSS16-40C1 | トレース | 誤記 | トレース図 | 送りねじ中心高さ | 9 |
| | 1 | 3094 | BSS16-40CZ1 | トレース | 誤記 | トレース図 | 送りねじ中心高さ | 9 |
| | 1 | 3096 | BSS16-50A | トレース | 誤記 | トレース図 | 引き出し線に文字が被っている | |
| | 1 | 3096 | BSS16-50C | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 9 |
| | 1 | 3096 | BSS16-50CZ | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 8.5 |
| | 1 | 3100 | BSS16-60AZ | トレース | 誤記 | トレース図 | 目盛りがない | |
| | 1 | 3100 | BSS16-60C | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 9 |
| | 1 | 3100 | BSS16-60CZ | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 8.5 |
| | 1 | 3104 | BSS16-70CZ | トレース | 誤記 | トレース図 | マイクロ中心高さ | 10 |
| | 1 | 3106 | BSS16-70CZ1 | トレース | 誤記 | トレース図 | 送りねじ中心高さ | 10 |
| | 1 | 3109 | BSS16-80○TPシリーズ | SPEC | 誤記 | 耐荷重 | 27kgf | 27.0kgf |
| | 1 | 3113 | BSS16-100○TPシリーズ | SPEC | 誤記 | 耐荷重 | 35.0kgf(264.6N) | 35.0kgf(343N) |
| | 1 | 3118 | BSB16-25 | トレース | 誤記 | 中心部ノック穴公差 | φ3H7 | φ3H8 |
| | 1 | 3118 | BSB16-25AZR | トレース | 誤記 | トレース図 勝手違いになっていない(クランプ位置) | トレース違い | トレース違い |
| | 1 | 3124 | BSB16-80 | トレース | 誤記 | 中心部ノック穴公差 | φ4H7 | φ4H8 |
| | 1 | 3128 | BSS23-60A、BSS23-60C | トレース | 誤記 | トレース図 | 上面タップ穴 深さ | 8-M4深4 |
| | 1 | 3128 | BSS23-60A | トレース | 誤記 | 外形寸法図 下軸の下面からマイクロまでの高さ | 10mm | 9mm |
| | 1 | 3128 | BSS23-60A1、BSS23-60C1 | トレース | 誤記 | トレース図 | 上面タップ穴 深さ | 4-M3深4 |
| | 1 | 3140 | BSB26-25 | トレース | 誤記 | 中心部ノック穴公差 | φ3H7 | φ3H8 |
| | 1 | 3142 | BSB26-80 | トレース | 誤記 | 中心部ノック穴公差 | φ4H7 | φ4H8 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 手 動 ス テ ー ジ | 1 | 3131 | BSS26-25シリーズ | SPEC | 誤記 | 許容モーメント荷重 | ピッチ/ヨ/ローの単位 | °/N・m | | N・m |
| | 1 | 3136 | BSS26-70 | トレース | 誤記 | 外形寸法図 | 型式 | BSS25-70A | | BSS26-70A |
| | 1 | 3136 | BSS26-70 | トレース | 誤記 | 外形寸法図 | 型式 | BSS25-70A1 | | BSS26-70A1 |
| | 1 | 3139 | BSB26-25シリーズ | SPEC | 誤記 | 移動量 | | ±6.5mm | | ±3.2mm |
| | 1 | 3141 | BSB26-80シリーズ | SPEC | 誤記 | 移動量 | | ±6.5mm | | ±12.5mm |
| | 1 | 3143 | BSS36-25シリーズ | SPEC | 誤記 | 許容モーメント荷重 | ピッチ/ヨ/ローの単位 | °/N・m | | N・m |
| | 1 | 3147 | BSS36-70/80 | 説明文 | 誤記 | Z軸ブラケットの型式 | | ASS70Z-1/1-8005 | | ASS80Z-1/1-8004 |
| | 1 | 3148 | BSS36-80 | トレース | 誤記 | トレース図中のストローク | | ±6.5 | | ±12.5 |
| | 1 | 3148 | BSS36-80CU | トレース | 誤記 | 寸法 | | 19.5 | | 20 |
| | 1 | 3152 | BSS66 | SPEC | 誤記 | X軸方向のMAX寸法「Z軸面の飛び出し量」+「□サイズ」+「マイクロ」+「ストロークの半分」がMAXとなっているが、X軸ステージを動かすとZ軸面も移動するためカタログのMAX値は間違いない | | | | |
| | 1 | 3152 | BSS66-40C | トレース | 誤記 | Z軸面のZ軸側面からの飛び出し量5mm寸法の矢印位置 | | 5mm寸法の矢印位置 | | Z軸面の引き出し線部分に矢印移動 |
| | 1 | 3152 | BSS66-25C | トレース | 誤記 | X軸下面プレートの取り付け面よりZ軸のマイクロメータつまみが0.5mm下に突出しているがその寸法が無い。 | | | | |
| | 1 | 3152 | BSS66-40A、BSS66-50A | トレース | 誤記 | トレース図 | 座グリ穴数量 | 3-3.5キリφ6ザグリ | | 4-3.5キリφ6ザグリ |
| | 1 | 3154 | BSS66-80C | トレース | 誤記 | 寸法 | | 126.5 | | 136 |
| | 1 | 3154 | BSS66-80C | トレース | 誤記 | 寸法 | | 43.5±6.5 | | 43.5±12.5 |
| | 1 | 3154 | BSS66-80C | トレース | 誤記 | 寸法 | 下軸マイクロまでの高さ | 10.3 | | 10.8 |
| | 1 | 3155 | BSB66-40シリーズ | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥51,500 | | ¥51,000 |
| | 1 | 3155 | BSB66-40シリーズ | SPEC | 誤記 | 自重 | 小数点なし | 055kg | | 0.55kg |
| | 1 | 3156 | BSB66-80C | トレース | 誤記 | Z軸のストローク表記ヌケ | | | | ±12.5 |
| | 1 | 3156 | BSB66 | トレース | 誤記 | Z軸マイクロメータ上におかしな数字 | | Z軸マイクロメータ上の数字 | | 数字不要 |
| | 1 | 3156 | BSB66-80C | トレース | 誤記 | マイクロ部寸法 | | φ8 | | φ18 |
| | 1 | 3156 | BSB66-80A | トレース | 誤記 | マイクロ部寸法 | | φ8 | | φ18 |
| | 1 | 3161 | BSS73-60CU/60CUR | SPEC | 誤記 | 型式 | 写真・トレースと異なる | BSS73-60CU/60CUR | | BSS73-80CU/80CUR |
| | 1 | 3165 | BSS76-60C | 写真 | 誤記 | 写真の型式 | | BSS70-60C | | BSS76-60C |
| | 1 | 3168 | BSS76-80CU | トレース | 誤記 | ストローク量 | | 43.5±6.5 | | 43.5±12.5 |
| | 1 | 3124 | BSB16-80AR | SPEC | 誤記 | 型式 | トレースと異なる | BSB16-80AAR | | BSB16-80AR |
| | 1 | 3171 | BSS72-40A | 構成-Z/参照頁 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | | BSS33-40A | | BS33-40A |
| | 1 | 3171 | BSS72-40C | 構成-Z/参照頁 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | | BSS33-40C | | BS33-40A |
| | 1 | 3171 | BSS72-60A | 構成-Z/参照頁 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | | BSS33-60 | | BS33-60A |
| | 1 | 3171 | BSS76-60C | 構成-Z/参照頁 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | 表タイトル | BSS76-60C | | BSS72-60C |
| | 1 | 3171 | BSS76-60C | 構成-Z/参照頁 | 誤記 | 構成-Z/参照頁 | | BSS33-60C | | BS33-60A |
| | 1 | 3171 | BSS72-40A | 写真 | 誤記 | 写真の水平面Zのクランプ取り付け | | 見える | | 本来見えない |
| | 1 | 3171 | BSS72-40C | 写真 | 誤記 | 写真の水平面Zのクランプ取り付け | | 見える | | 本来見えない |
| | 1 | 3172 | BSS72-6 | トレース | 誤記 | トレース図 | | 4-3.5キリ φ6ザグリ(M3用ボルト) | | 4-4.5キリ φ8ザグリ(M4用ボルト穴) |
| | 1 | 3172 | BSS72-40A | トレース | 誤記 | トレース | Z軸トレース | トレース図違い | | Webを参照 |
| | 1 | 3172 | BSS72-40C | トレース | 誤記 | トレース | Z軸トレース | トレース図違い | | Webを参照 |
| | 1 | 3172 | BSS72-60A | トレース | 誤記 | トレース | Z軸トレース | トレース図違い | | Webを参照 |
| | 1 | 3172 | BSS72-60C | トレース | 誤記 | トレース | Z軸トレース | トレース図違い | | Webを参照 |
| | 1 | 3177 | B11-25CN | 写真掲載型式 | 誤記 | 型式 | | B11-25C | | B11-25CN |
| | 1 | 3180 | B11-40シリーズ | 型式紹介 | 誤記 | 型式紹介欄(右下) | 左右勝手違い欄 | B11-40AZ1/40CZ1/40ZR | | B11-40AZR1/40CZR1/40DZR |
| | 1 | 3182 | B11-60シリーズ | 型式紹介 | 誤記 | 型式紹介欄(右下) | 左右勝手違い欄 | B11-60AZ1/60CZ1 | | B11-60AZR1/60CZR1 |
| | 1 | 3182 | B11-60A1/AR1/C1/CR1 | SPEC | 誤記 | 最小読取 | | 10μm/目盛 | | - |
| | 1 | 3205 | B21-120 | SPEC | 誤記 | ピッチング、ヨーイング | | 25°、15° | | 50°、30° |
| | 1 | 3211 | B31-80DU | コメント欄 | 誤記 | 価格 | | ¥77,000 | | ¥73,000 |
| | 1 | 3211 | B31-80C | 型式 | 誤記 | 摘要Z軸ブラケット型式 | | A47-6 | | A47-7 |
| | 1 | 3215 | B33-40KGA | 写真 | 誤記 | 写真が逆さま | | 写真が逆さま | | 写真が逆さま |
| | 1 | 3223 | B34 | トレース | 誤記 | トレース図の寸法-ステージ高さ | | 437 | | 437.8 |
| | 1 | 3223 | B34 | トレース | 誤記 | トレース図の寸法-ステージ底面からシャフト上端までの高さ | | 367 | | 367.5 |
| | 1 | 3224 | B35 | 商品名 | 誤記 | ヘッダー部品名 | | ラボツジャッキ | | ラボツジャッキ |
| | 1 | 3225 | B61-80C | 写真 | 誤記 | Y軸とZ軸ブラケットの組合わせ位置(写真手前に取付くのが正) | | Y軸とZ軸ブラケットの組合わせ位置 | | 1-3226のトレース図の位置 |
| 1 | 3231 | B71-80C | 写真 | 誤記 | Y軸とZ軸ブラケットの組合わせ位置(写真手前に取付くのが正) | | Y軸とZ軸ブラケットの組合わせ位置 | | 1-3232のトレース図の位置 | |
| 1 | 3233 | BS63-60C | トレース | 誤記 | BS63-60Aの図になっている | | | | | |
| 1 | 4003 | B40-A・Hシリーズ | SPEC | 誤記 | マイクロメータ最小読取 | | /回転 | | /目盛 | |
| 1 | 4004 | B41-ANシリーズ | SPEC | 誤記 | マイクロメータ最小読取 | | /回転 | | /目盛 | |
| 1 | 5002 | コニオステージイラスト | イラスト | 誤記 | ▽取付け方法 | | 矢印の向きが逆 | | | |
| 1 | 5004 | B54-25UN、B54-25LN、B55-25N、B55-25NR | トレース | 誤記 | トレース図 | | 裏ヨリφ(H7)深1 | | 裏ヨリφ(H7)深1 | |
| 1 | 5008 | B55-40N | トレース | 誤記 | B55-40シリーズ トレース図 | B55-40Nは、4-M2深4 はない | 4-M2深4 | | トル | |
| 1 | 5008 | B55-40NR | トレース | 誤記 | B55-40Rシリーズ トレース図 | B55-40NRは、4-M2深4 はない | 4-M2深4 | | トル | |
| 1 | 5010 | B55-50U2 | トレース図 | 誤記 | X軸底面からY軸送り用つまみ中心までの高さ寸法 | | 26 | | 25 | |
| 1 | 5028 | B58-40CRシリーズ | トレース | 誤記 | 上面プレートのタップ穴指示位置 □32 | | 4-M2深4 | | 4-M3深4 | |
| 1 | 5028 | B58-40CRシリーズ | トレース | 誤記 | 上面プレートのタップ穴指示位置 □20 | | 4-M3深4 | | 4-M2深4 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|----------------|----------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 1 | 6004 | B43-38N | トレース | 誤記 | 上面タップ穴 深さ | | 4-M2.6深6 12-M2深6 | 4-M2.6深5 12-M2深4 |
| | 1 | 6005 | B44/B47シリーズ | オプション例 | 誤記 | グリース交換対応 | | グリース交換対応 | 当該製品はグリース交換対応対象外 |
| | 1 | 6006 | B43シリーズ | オプション例 | 誤記 | グリース交換対応 | | グリース交換対応 | 当該製品はグリース交換対応対象外 |
| | 1 | 7005 | B270-60C-T | SPEC | 誤記 | No.22-ユニット構成θx欄 | | B58-60LC | B58-60WLC |
| | 1 | 8001 | B80-3 | SPEC | 誤記 | ねじピッチ記述 | | 0.5 | 0.25 |
| | 1 | | アリ式トレース図全般 | | 注意 | トレース図中に目盛の説明があるものといないものがある。 | | | |
| 自動 ステ ージ | 2 | 1001 | 水平面ステージ CRガイド | ページリンク | 誤記 | 2-2075~が誤り | | 2-2075 | 2-2071 |
| | 2 | 2023 | KS101-20T | 電気仕様 | 誤記 | 電気仕様 | ステージ型式 | KS101-20T | KS101-20TN (型式入替) |
| | 2 | 2023 | KS101-20TN | 電気仕様 | 誤記 | 電気仕様 | ステージ型式 | KS101-20TN | KS101-20T (型式入替) |
| | 2 | 2025 | KS101-20HD | トレース | 誤記 | トレース図 | | 4-M3深6 | 4-M3深5 |
| | 2 | 2025 | KS101-15-20 | オプションコード表 | 誤記 | オプションコード | 付属基板仕様 | KS1015-2 | KS101-15/20 |
| | 2 | 2033 | KX0725C/KX0830C | オプションコード表 | 誤記 | KX0725C-L-□部分 | | KX0725C-L-□ | KX0725C-L□ |
| | 2 | 2035 | KX1040C/KX1250C | オプションコード表 | 誤記 | KX1040C-L-□部分 | | KX1040C-L-□ | KX1040C-L□ |
| | 2 | 2040 | KS102-100T, 100TN | トレース | 誤記 | 上面プレートのタップ穴 | | 16-M4深8 | 12-M4深8 |
| | 2 | 2052 | KS201-20シリーズ | トレース | 誤記 | 上面プレートのタップ穴 | | 8-M4深5 | 8-M4深4 |
| | 2 | 2055 | KY0725C/KY0830C | オプションコード表 | 誤記 | KY0725C-L-□部分 | | KY0725C-L-□ | KY0725C-L□ |
| | 2 | 2057 | KY1040C/KY1250C | オプションコード表 | 誤記 | KY1040C-L-□部分 | | KY1040C-L-□ | KY1040C-L□ |
| | 2 | 2070 | KS302-100 | トレース | 誤記 | 上面プレートのタップ穴 | | 14-M4深8 | 12-M4深8 |
| | 2 | 2079 | 無限軌道ガイドランス | コピー | 誤記 | アイキャッチ部の誤記 | | ボール | ボール |
| | 2 | 2083 | KS161-35/85 | SPEC | 誤記 | 電気仕様スベック | | □28mm | □24mm |
| | 2 | 2105 | PE10/PE20/PE30 | ■付属品 | 誤記 | ■付属品 | | ケーブル2m(型式:D216-1-2-E) | |
| | 2 | 2109 | KS211/KS212 | オプションコード表 | 誤記 | 電磁ブレーキオプションの価格 | | ¥300.000 | ¥30.000 |
| | 2 | 2113 | PME1010P/PME2020P/PME3030P | ■付属品 | 誤記 | ■付属品 | ケーブル2m | D216-2-2E | D216-1-2E |
| | 2 | 2113 | PME1010P/PME2020P/PME3030P | ■付属品 | 誤記 | ■付属品 | | ケーブル2m(型式:D216-1-2-E) | ケーブル |
| | 2 | 3001 | 自動コンニオ | 選定POINT | 誤記 | 選定POINTの型式(上段) | | KGB07/KAG07 | KGB07/KAB07 |
| | 2 | 3008 | KGB07-W070A | タイミングチャート | 誤記 | タイミングチャートの下の表 | 数値 | CCWリミット 5.8 | CCWリミット 5.3 |
| | 2 | 3008 | KGB07 | タイミングチャート | 誤記 | タイミングチャートの下の表 | 型式 | KG07- | KGB07- |
| | 2 | 3003 | サインモーションゴニオガイドランス | ■定義 | 誤記 | 1パルスのボールねじ移動量X | | 値 0.02 | 値 0.002 |
| | 2 | 3019 | KS521-60 | オプションコード表 | 誤記 | 回転中心高さの記号 | | U, L, WL, TL | 無記号=50, W=75, T=100 |
| | 2 | 3005 | KGB-KABシリーズ | 追記 | 追記 | *サインモーションシリーズは、ガイド・ボールねじ部にクリーン グリース(AFF)を使用しています。 | | | |
| | 2 | 3006 | KBA07-W122A | トレース | 誤記 | 記載型式は存在しない | | KBA07-W122A | KBA07-W096A |
| | 2 | 3006 | KBA07-W122AR | トレース | 誤記 | 記載型式は存在しない | | KBA07-W122AR | KBA07-W096AR |
| | 2 | 3009 | KS501/KS521 | SPEC | 誤記 | 原点センサ (実際にはない) | | 有 | - |
| | 2 | 4003 | サインモーション回転ガイドランス | ■定義 | 誤記 | 1パルスのボールねじ移動量X | | 値 0.02 | 値 0.002 |
| | 2 | 4004 | KRシリーズ | 追記 | 追記 | *サインモーションシリーズは、ガイド・ボールねじ部にクリーングリース(AFF)を使用しています。 | | | |
| | 2 | 4004 | KRシリーズ | オプションコード表 | 誤記 | ステージ面サイズ選択アイコン記載ミス | | 40 | 04 |
| | 2 | 4004 | KRシリーズ | オプションコード表 | 誤記 | ステージ面サイズ選択アイコン記載ミス | | 60 | 06 |
| | 2 | 4004 | KRシリーズ | SPEC | 誤記 | ロストモーション | | ±0.003° 以内 | 0.003° |
| 2 | 4004 | KRシリーズ | SPEC | 誤記 | バックラッシュ | | ±0.01° 以内 | 0.01° | |
| 2 | 4005 | KR04B | トレース | ヌケ | 中心穴のサイズ、深さ等 | | ヌケ | φ4 (H7) 深5 | |
| 2 | 4015 | KS421-60 | スベック | 誤記 | 繰返し位置決め精度 | ±表記がない | 0.05° | ±0.05° | |
| 2 | 6017 | K-PCBA24 | 説明文 | 誤記 | 説明文 | | センサ電流はDC24Vとなります。 | センサ電圧はDC24Vとなります。 | |
| 2 | 7003 | PE10 PE20 PE30 | SPEC | 誤記 | 真直度 保証値 | | 2 (PE10)、3 (PE20)、3 (PE30) | 4 (PE10)、5 (PE20)、5 (PE30) | |
| 2 | 7003 | PE10 PE20 PE30 | SPEC | 誤記 | 真直度 実力値 | | 4 (PE10)、5 (PE20)、5 (PE30) | 2 (PE10)、3 (PE20)、3 (PE30) | |
| 3 | 3 | 011 | OPS220M | トレース | 誤記 | トレース中の型式 | | L:F513C-13.8 | L:F513C-14.3 |
| | 3 | 012 | OPS260 | 写真 | 誤記 | 製品写真 | | 入光側の取付位置がトレースと異なる | トレース通り |
| | 3 | 024 | FM58C | トレース | 誤記 | トレース中「微動分解能」 | の誤記 | 1.4° /回転 | 0.7° /回転 |
| | 3 | 025 | F110N | トレース | 誤記 | トレース中の型式 | 記載ミス (1段目) | F110NW-L | F110N-L |
| | 3 | 029 | F50-50A/F50-50E/F55-50 | SPEC | 誤記 | 「M(リングねじ径)」 | 記載ミス | M51 P=0.5 | M51 P=0.75 |
| | 3 | 032 | F52-50H | トレース | 誤記 | 「M(リングねじ径)」 | 記載ミス | M51 P=0.5 | M51 P=0.75 |
| | 3 | 035 | F502-40 | 写真/トレース | 変更 | 十字ねじ | 六角穴付きボルトに変更 | 十字ねじ | 六角穴付きボルトに変更 |
| | 3 | 040 | F04-2/F04-2H | トレース | 誤記 | 08-09カタログ記載右側面図 | 寸法追加・修正 | 右側面図 | WEBにて更新 |
| | 3 | 040 | F04-2E | トレース | 誤記 | トレース | プレート取付穴 | M4深さ8ピッチ28 | M3深さ8ピッチ32 |
| | 3 | 045 | OPS3A-2 | トレース | 誤記 | トレース寸法ミス | (P.C.D部の寸法) | 4-M3.6深5 | 4-M2.6深5 |
| | 3 | 046 | F512A | 写真/トレース | 変更 | 十字ねじ | 六角穴付きボルトに変更 | 十字ねじ | 六角穴付きボルトに変更 |
| | 3 | 048 | F512C-d | 写真/トレース | 変更 | 十字ねじ | 六角穴付きボルトに変更 | 十字ねじ | 六角穴付きボルトに変更 |
| | 3 | 049 | F40-80 | トレース | 誤記 | トレース中 | 説明 | *F40-80はφ20 | 削除 (F40シリーズ付属口は全てφ12) |
| | 3 | 050 | F42-25/F42-50 | トレース | 誤記 | 08-09カタログ記載中の光軸寸 | 寸法追加・修正 | 光軸寸法 | WEBにて更新 |
| | 3 | 052 | F541 | SPEC | 誤記 | SPEC中の型式記載ミス | | F542-30 | F541-30 |
| 3 | 053 | F542-30 | SPEC | 誤記 | SPEC中の「適用素子径」記載ミス | | φ20mm | φ30mm | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| オ フ ト ロ | 3 | 054 | F64-30N | 説明文 | 誤記 | 説明文 | 8行目 | オプティクス7章を参照 | [5-017~] | |
| | 3 | 057 | F551/F552 | 説明文 | 誤記 | 説明文 プリズム | 6行目 | 傾斜ステージ[1-4004] | 傾斜ステージ[1-4002] | |
| | 3 | 061 | F513F | 写真 | 誤記 | 写真型式 | | F513F | プランク(トル) | |
| | 3 | 061 | F70 | SPEC | 誤記 | SPEC型式左 | | F70A | F70 | |
| | 3 | 064 | 虹彩絞りの構成 | 説明文 | 誤記 | 虹彩絞りの構成 | | F512G: ¥34,000 | F510G: ¥10,000/F502-40: ¥24,000 | |
| | 3 | 066 | F77-6 | 説明文 | 誤記 | 写真上文 | URL紹介文 | サンプルプログラムのダウンロード | 取扱説明書のダウンロード | |
| | 3 | 067 | F573 | 写真 | 誤記 | 写真が古い | コネクタ形状 | コネクタの形状が違う(写真が古い) | | |
| | 3 | 071 | F125 | 説明文 | 誤記 | 説明文中 | 4行目 | φ9.0(PCD2.0) | φ9.0(PCD2.54) | |
| | 3 | 074 | A53-11 | トレース | 誤記 | トレース | タップ穴 | 4-M3 | 7-M4 | |
| | 3 | 075 | F117 | トレース | 誤記 | トレース | ロッド寸法未記入 | ヌケ | L=60 | |
| | 3 | 081 | OPS100M | 説明文 | 誤記 | 説明文中 オプションについて | 2行目 | 総合カタログ9-096~ | 8-093~ | |
| | 3 | 083 | OPS110M | SPEC | 誤記 | 干渉計セット構成表 | コリメートレンズホルダー | F513C-13.8 | F513C-14.3 | |
| | 3 | 083 | OPS110M-650N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥468,600 | ¥471,500 | |
| | 3 | 083 | OPS110M-800N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥461,100 | ¥470,000 | |
| | 3 | 083 | OPS110M-1350N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥468,600 | ¥481,500 | |
| | 3 | 084 | OPS120M-633N, 650N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥697,100 | ¥703,000 | |
| | 3 | 084 | OPS120M-780N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥697,600 | ¥703,500 | |
| | 3 | 084 | OPS120M-830N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥697,600 | ¥703,000 | |
| | 3 | 084 | OPS120M-1300N,1550N | SPEC | 誤記 | 価格 | | ¥731,100 | ¥737,000 | |
| | 3 | 084 | OPS120M | SPEC | 誤記 | 干渉計セット構成表 | コリメートレンズホルダー | F513C-13.8 | F513C-14.3 | |
| | 4 | 010 | A42T | トレース | 誤記 | トレース記載ミス | | M6 P=1 深10 | M6 P=1 深8 | |
| | 4 | 010 | A62-L | トレース | 誤記 | トレース記載ミス | | M6 P=1 深10 | M6 P=1 深8 | |
| | 4 | 010 | A41T-I | トレース | 誤記 | トレース記載ミス | | M6 P=1 深10 | M6 P=1 深8 | |
| | 4 | 013 | A33 | 写真 | 誤記 | 写真型式 | 写真型式(最右) | A33-N | A30N | |
| | 4 | 016 | A45 | 写真 | 誤記 | 写真型式 | 写真型式(右) | A45-13C | A45-15C | |
| | 4 | 017 | A45-20N | トレース | 誤記 | トレース記載ミス | (適用ロッド寸法) | φ12・φ12 | φ12・φ20 | |
| | 4 | 019 | A17-12/A17-40 | トレース | 誤記 | 08-09カタログ記載 | 寸法追加・修正 | 08-09カタログ記載の通り | WEBにて修正済み | |
| | 4 | 019 | A17-12 | 写真 | 誤記 | 製品写真 | | 側面取付け穴ナシ | 側面取付け穴アリ | |
| | 4 | 024 | A52 | 写真 | 誤記 | 写真が古い | | 写真が古い | | |
| | 4 | 024 | A22-11 | トレース | 誤記 | トレース記載ミス(取付け穴数) | | 8-M4 | 4-M4 | |
| | 4 | 024 | A52 | トレース | 誤記 | トレース型式 | | A52 | A52-1・A52-2 | |
| | 4 | 024 | A52 | トレース | 誤記 | トレース型式 | | 未記入 | A52-3・A52-4(PCD2.54) | |
| | 4 | 026 | A21-22 | トレース | 誤記 | トレース記載ミス | | 2-M3 深6 | 4-M3 深6 | |
| | 6 | 005 | VFC-W100/25 | トレース | 誤記 | トレース記載ミス | 左側面と一番右の絵が不要 | 一番左・一番右が入っている | 一番左・一番右のトレースが不要 | |
| | 7 | 007 | 搬入費について | 説明文 | 誤記 | 搬入費について | 4行目 | | | |
| | 芯 部 | 8 | 105 | E410-B | 説明文 | 誤記 | 写真掲載型式 | | F410-B | E410-B |
| | | 8 | 021 | ユニット説明3D図 | 説明文 | 誤記 | ユニット説明3D図 | | フェールユニット | フェールユニット |
| | | 8 | 084 | VTPM-233-02 | 型式 | 廃止 | VTPM-233-02廃止 | | VTPM-233-02 | 廃止 |
| | | 8 | 097 | VTCM-39032 | 型式 | 廃止 | 廃止(代替品) VTCM-39034 価格変更無し | | VTCM-39032 | 廃止 |
| | マ ー ケ ィ ン グ | 9 | 002 | 本文 | 本文 | 誤記 | 本文中記号 | u | μ | |
| | | | | | | | | | | |
| | マ ー ケ ィ ン グ | 006 | ASS25Z-1/ASB25Z-1 | 付属ネジ サイズ | 誤記 | 付属ネジ サイズ | | M2-6 | M2-8 | |
| | | 006 | ASS50Z-1 | 付属ネジ サイズ | 誤記 | 付属ネジ サイズ | | M3-8 | M3-10 | |
| | | 006 | B05-03/B05-03 | 付属ネジ サイズ | 誤記 | 付属ネジ サイズ | | M2-12 | M2-8 | |
| | | 012 | B54-25シリーズ/B55-25シリーズ | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS十字穴付なべ小ねじM2-6 4本 | SUS六角穴付ボルトM2-6 4本 | |
| | | 013 | B54-25シリーズ/B55-25シリーズ | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS十字穴付なべ小ねじM2-6 4本 | SUS六角穴付ボルトM2-6 4本 | |
| | | 017 | BDBZS-25 | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS六角穴付ボルトM3-8 4本 | SUS六角穴付ボルトM2-8 4本 | |
| 017 | | BDBZS-40 | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS六角穴付ボルトM4-10 4本 | SUS六角穴付ボルトM3-8 4本 | | |
| 023 | | BSS36-70シリーズ全て | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS六角穴付きボルトM4-12 4本 | SUS六角穴付きボルトM3-12 4本 | | |
| 023 | | BSS36-70シリーズ | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS六角穴付ボルトM4-12 | SUS六角穴付ボルトM3-12 | | |
| 024 | | BSS72-40シリーズ/BSS73-40/50シリーズ | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | sus六角穴付ボルトM3-6 4本 | sus六角穴付ボルトM3-10 4本 | | |
| 024 | | BSS72-60シリーズ/BSS73-60/70/80シリーズ | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | sus六角穴付ボルトM4-6 4本 | sus六角穴付ボルトM4-10 4本 | | |
| 025 | | CRD5017P | 型式 | 誤記 | CRD5017Pは存在しない | | CRD5017P | CRD5107P | | |
| 026 | | DP112-PADPO1 | 型式 | 誤記 | DP112-PADPO1は存在しない | | DP112-PADPO1 | DP102-PADPO1 | | |
| 031 | | F510H-d* | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ | | SUS六角穴付きボルトM2.6-10 4本 | SUS六角穴付きボルトM2.6-8 4本 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|
| インデックス | 035 | HS-0/HS-010/HS-010AL/HS-020/HS-020AL/ HS-025/HS-025AL/HL-050/HS-050AL/HS-100/ HS-100AL | ページ数 | 誤記 | ページ記載ミス | 5-103 | 5-041 |
| | 041 | KS103-70 | ダブリ | ダブリ | ダブリ:実害はない | ダブリ | ダブリ |
| | 041 | KS103-100 | ダブリ | ダブリ | ダブリ:実害はない | ダブリ | ダブリ |
| | 041 | KS211-200 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12本 4本 | M6-12 8本 |
| | 041 | KS103-70T | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ 誤記 | SUS六角穴付ボルトM4-20 | SUS六角穴付ボルトM6-20 |
| | 041 | KS103-70TN | 付属ねじ | 誤記 | 付属ねじ 誤記 | SUS六角穴付ボルトM4-20 | SUS六角穴付ボルトM6-20 |
| | 042 | KS212-100 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12本 4本 | M6-12 8本 |
| | 042 | KS212-200 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12本 8本 | M6-12 8本 |
| | 042 | KS212-300 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12本 8本 | M6-12 8本 |
| | 042 | KS221-30 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M4-12本 4本 | M4-12 4本 |
| | 042 | KS221-60 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M4-12本 4本 | M4-12 4本 |
| | 042 | KS222-100 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12本 8本 | M6-12 8本 |
| | 042 | KS222-200 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12 4本 | M6-12 8本 |
| | 042 | KS222-300 | 付属ネジ サイズ、数量 | 誤記 | 付属ネジ サイズ、数量 | M6-12本 8本 | M6-12 8本 |
| | 045 | PMG650/PMG750 | 付属ネジ サイズ | 誤記 | 付属ネジ サイズ | M3-8 | M4-8 |
| | 045 | PZG413/PZG513 | 付属ネジ サイズ | 誤記 | 付属ネジ サイズ | M3-8 | M3-10 |
| | 046 | PZG715 | 付属ネジ サイズ | 誤記 | 付属ネジ サイズ | M4-12 | M3-12 |