

手動ゴニオステージ

- 1軸 60 B56-60SU(SUR)/ B56-60SL(SLR)/ B56-60SW(SWR)/B56-60ST(STR)
- 1軸 70 B56-70SU(SUR)/ B56-70SL(SLR)/ B56-70SW(SWR)
- 2軸 60 B57-60S (SR)/ B56-60SL(SLR)/ B57-60SW(SWR)
- 2軸 70 B57-70SU (SUR)/ B56-70SL(SLR)

● 仕様変更・改良点

- なし

● ラインナップ追加

- なし

※ 当該変更に伴う外形寸法・精度仕様（SPEC）の変更はありません。

型式体系の変更 : B56

旧

B56-□□□

1 2 3

1 ステージ面サイズ

コード	ステージ面サイズ
60	□60mm
70	□70mm

2 W.D. (回転中心高さ)

□60

コード	W.D.
U	50±0.2mm
L	75±0.2mm
W	100±0.2mm
T	125±0.2mm

□70

コード	W.D.
U	70±0.2mm
L	96±0.2mm
W	122±0.2mm

3 勝手

コード	仕様
無記号	標準
R	左右勝手違い

新

B56-□S□□

1 2 3

1 ステージ面サイズ

コード	ステージ面サイズ
60	□60mm
70	□70mm

2 W.D. (回転中心高さ)

□60

コード	W.D.
U	50±0.2mm
L	75±0.2mm
W	100±0.2mm
T	125±0.2mm

□70

コード	W.D.
U	70±0.2mm
L	96±0.2mm
W	122±0.2mm

3 勝手

コード	仕様
無記号	標準
R	左右勝手違い