

クロスローラゴニオステージ(ウォームタイプ) □60:B56/B57-60シリーズ

RoHS

■1軸

B56-60シリーズ (B56-60U)



B56-60Rシリーズ (B56-60USR)



■2軸

B57-60シリーズ (B57-60)



■移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高精度ゴニオステージです。
 回転中心振れ精度は0.01mm以下(1軸)と高精度です。
 操作感が非常によく、頻繁に繰返し駆動させる用途に最適です。

■その他 60×60mmステージ

・アリ式ゴニオステージ



B54-60シリーズ
 ●P.2-145~

・クロスローラゴニオステージ



マイクロメータ
 サイド押しタイプ
 B58-60Cシリーズ
 ●P.2-163~

3
 数量
 1~6
 日発送

SPEC							
軸数	1軸				2軸		
型式	B56-60U	B56-60L	B56-60W	B56-60T	B57-60	B57-60L	B57-60W
(勝手違い)	B56-60USR	B56-60LSR	B56-60WR	B56-60TR	B57-60SR	B57-60LR	B57-60WR
ステージ面サイズ	60×60mm						
回転中心高さ	50±0.2mm	75±0.2mm	100±0.2mm	125±0.2mm	50±0.4mm	75±0.4mm	100±0.4mm
回転中心振れ精度	0.01mm以下						
移動量	±10.0°	±8.0°	±5.0°	±4.0°	(上)±10°(下)±8°	(上)±8°(下)±5°	(上)±5°(下)±4°
バーニア最小読取	バーニア目盛0.10°		バーニア目盛0.05°		(上)0.10°(下)0.10°	(上)0.10°(下)0.05°	(上)0.05°(下)0.05°
ツマミ1回転の移動量	≒2.25°	≒1.60°	≒1.25°	≒1.00°	(上)≒2.25°(下)≒1.60°	(上)≒1.60°(下)≒1.25°	(上)≒1.25°(下)≒1.00°
ガイド	クロスローラガイド						
耐荷重	5.0kgf【49.0N】				4.7kgf【46.0N】		
許容 モーメント	ピッチ	1.5N・m				1.5N・m	
	ヨー	2.0N・m				2.0N・m	
荷重	ロール	2.6N・m				1.5N・m	
	ピッチ	0.27°/N・cm				0.37°/N・cm	
モーメント 剛性	ヨー	0.09°/N・cm				0.18°/N・cm	
	ロール	0.10°/N・cm				0.37°/N・cm	
自重	0.33kg				0.66kg		
主材質-表面処理	アルミ-黒アルマイト処理						
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M4-10 4本						
価格	1台	¥97,000				¥194,000	
	2~6台	¥80,500				¥161,000	
	7台~	¥79,000				¥158,000	

手動ゴニオ

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

アリ式

クロスローラ

□25

□30

□40

□50

□60

□70

□80

□100

□120

その他

2

151

クロスローラゴニオステージ(ウォームタイプ) □70:B56/B57-70シリーズ

RoHS

■1軸

B56-70シリーズ B56-70U



B56-70Rシリーズ B56-70UR



■2軸

B57-70シリーズ B57-70U



■移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高精度ゴニオステージです。
 回転中心振れ精度は0.01mm以下(1軸)と高精度です。
 操作感が非常によく、頻繁に繰返し駆動させる用途に最適です。

■その他 70×70mmステージ ・クロスローラゴニオステージ



マイクロメータ
 センター押しタイプ
 B58-70Aシリーズ
 ●P.2-157~



マイクロメータ
 サイド押しタイプ
 B58-70Cシリーズ
 ●P.2-165~

3
 数量
 1~6
 日発送

SPEC					
軸数	1軸			2軸	
型式	B56-70U	B56-70L	B56-70W	B57-70U	B57-70L
(勝手違い)	B56-70UR	B56-70LR	B56-70WR	B57-70UR	B57-70LR
ステージ面サイズ	70×70mm				
回転中心高さ	70±0.2mm	96±0.2mm	122±0.2mm	70±0.4mm	96±0.4mm
回転中心振れ精度	0.01mm以下				
移動量	±9.0°	±7.0°	±5.0°	(上)±9°(下)±7°	(上)±7°(下)±5°
バーニア最小読取	バーニア目盛0.1°				
ツマミ1回転の移動量	≒1.53°	≒1.20°	≒0.96°	(上)≒1.53°(下)≒1.20°	(上)≒1.20°(下)≒0.96°
ガイド	クロスローラガイド				
耐荷重	5.0kgf【49.0N】			4.5kgf【44.1N】	
許容 モーメント 荷重	ピッチ	3.6N・m			3.6N・m
	ヨー	2.8N・m			2.8N・m
	ロール	5.7N・m			3.6N・m
モーメント 剛性	ピッチ	0.17°/N・cm			0.23°/N・cm
	ヨー	0.06°/N・cm			0.12°/N・cm
	ロール	0.06°/N・cm			0.23°/N・cm
自重	0.57kg			1.14kg	
主材質-表面処理	アルミ-白アルマイト処理				
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M4-8 4本				
価格	1台	¥113,000			¥226,000
	2~6台	¥94,500			¥189,000
	7台~	¥93,000			¥186,000

手動ゴニオ

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

アリ式

クロス
ローラ

□25

□30

□40

□50

□60

□70

□80

□100

□120


その他

2

153


外形寸法図(1軸)

B56-70シリーズ



型式	WD(mm)	①(mm)
B56-70U	70	10.5
B56-70L	96	12.5
B56-70W	122	12.5


B56-70Rシリーズ



型式	WD(mm)	①(mm)
B56-70UR	70	10.5
B56-70LR	96	12.5
B56-70WR	122	12.5


外形寸法図(2軸)

B57-70シリーズ



型式	WD(mm)	①(mm)
B57-70U	70	35
B57-70L	96	37.9

B57-70Rシリーズ



型式	WD(mm)	①(mm)
B57-70UR	70	35
B57-70LR	96	37.9

手動
ゴニオ

X
XY
Z

水平面Z
XZ

水平面XZ
XYZ
水平面XYZ

ゴニオ
回転
ユニット

アクセサリ
アリ式

クロス
ローラ

- 25
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- 120
- その他