

2016-2017 総合カタログの変更点

マイクロメータヘッド:手動ステージ/アクセサリ (保守部品)/光学実験機器/光ファイバ調芯

主な変更点

この変更による、型式・価格・性能の変更はありません。


- ①ローレット形状の変更
- ②原産国表示の廃止
- ③シリアル表示の廃止

※粗微動マイクロメータ及びデジマチックマイクロメータは変更対象外


①ローレット形状の変更



②原産国表示の廃止



③シリアル表示の廃止



対象製品

■手動ステージ: 下記を除く全製品

X軸: BXT XY軸: BYT Z軸: BZT 水平面Z軸: BHE 回転: BRE
粗微動マイクロメータヘッド/デジマチックマイクロメータオプション

■手動ステージ アクセサリ (保守部品): 下記を除く全製品

粗微動マイクロメータヘッド (B83-1) デジマチックマイクロメータヘッド (B84-1)

■光学実験機器

OPS レンズホルダ: OPS3A/OPS5A ジンバル式ミラーホルダ: F50/F55/F52
精密十字動ホルダ: F03/F04 微調付偏光子ホルダ: F63
アオリ付偏光子ホルダ: F64 偏光プリズムホルダ: F65 微調付プリズムホルダ: F61
可変スリット: F112N

■光ファイバ調芯

手動ステージ調芯ユニット: E2000/E2000S/E2200
自動ステージ調芯ユニット: ES3001/ES3700/ES3800/ES4001
チルトステージ: B50/B51/B53 2軸チルトテーブル: EB55