

# 光学実験機器 仕様変更のご案内

## 自動偏光子ホルダ:FPW06360C

製品を構成する自動回転ステージのリニューアルに伴い、本製品の使用ステージをリニューアル品である KRW06360T-LC に変更いたします。

型式、取付寸法、光軸高さ、製品性能および販売価格・納期の変更はありません。

- 変更点 ① 製品 SPEC : 自重  
② 外形寸法

### ① 製品 SPEC

旧						
SPEC						
型式	FPW06360C-0	FPW06360C-25	FPW06360C-30	FPW06360C-1	FPW06360C-2	FPW06360C-3
適用偏光素子	アダプタ無	波長板/偏光板	波長板/偏光板	偏光プリズム	偏光プリズム	偏光プリズム
素子外形	—	φ25mm/φ25.4mm	φ30mm	φ15.75mm	φ18.9mm	φ22mm
素子長さ	—	2~9mm	2~9mm	12~22mm	20~28mm	20~35mm
自重	0.6kg					
価格	¥180,700	¥187,700				



変更箇所：自重  
0.6kg → 0.62kg

新						
SPEC						
型式	FPW06360C-0	FPW06360C-25	FPW06360C-30	FPW06360C-1	FPW06360C-2	FPW06360C-3
適用偏光素子	アダプタ無	波長板/偏光板	波長板/偏光板	偏光プリズム	偏光プリズム	偏光プリズム
素子外形	—	φ25mm/φ25.4mm	φ30mm	φ15.75mm	φ18.9mm	φ22mm
素子長さ	—	2~9mm	2~9mm	12~22mm	20~28mm	20~35mm
自重	0.62kg					
価格	¥180,700	¥187,700				

### ② 外形寸法

変更箇所：赤枠部分

#### ■ FPW06360C-1



#### ■ FPW06360C-1P

