

クロスローラゴニオステージ(マイクロメータサイド押しタイプ) □60: B58/B59-60シリーズ

RoHS

■1軸

B58-60Cシリーズ (B58-60LC)



B58-60CRシリーズ (B58-60LCR)



■2軸

B59-60シリーズ (B59-60T)




B59-60Rシリーズ (B59-60TR)



■移動ガイドにクロスローラ・送り機構にマイクロメータを採用した高精度ゴニオステージです。
回転中心振れ精度は0.01mm以下(1軸)と高精度です。
微細な位置決め用途に最適です。

■その他 60×60mmステージ

・アリ式ゴニオステージ



ウォームタイプ
B54-60シリーズ
▶ P.2-145~

・クロスローラゴニオステージ



ウォームタイプ
B56-60Uシリーズ
▶ P.2-151~

3
数量
1~6
日発送

		SPEC							
軸数		1軸				2軸			
型式		B58-60UC	B58-60LC	B58-60WLC	B58-60TLC	B59-60	B59-60W	B59-60T	
(勝手違い)		B58-60UCR	B58-60LCR	B58-60WLCR	B58-60TLCR	B59-60R	B59-60WR	B59-60TR	
ステージ面サイズ		60×60mm							
送り位置		サイド							
回転中心高さ		50±0.2mm	75±0.2mm	100±0.2mm	125±0.2mm	50±0.4mm	75±0.4mm	100±0.4mm	
回転中心振れ精度		0.01mm以下							
移動量		±4.0°		±3.0°	±2.5°	—			
マイクロメータ最小読取		≒33"/目盛	≒24"/目盛	≒18"/目盛	≒15"/目盛	(上)±4.0° (下)±4.0°	(上)±4.0° (下)±3.0°	(上)±3.0° (下)±2.5°	
ガイド		クロスローラガイド							
耐荷重		5.0kgf【49.0N】				4.7kgf【46.0N】			
許容 モーメント 荷重	ピッチ	1.5N・m				1.5N・m			
	ヨー	2.0N・m				2.0N・m			
	ロール	2.6N・m				1.5N・m			
モーメント 剛性	ピッチ	0.27"/N・cm				0.37"/N・cm			
	ヨー	0.09"/N・cm				0.18"/N・cm			
	ロール	0.10"/N・cm				0.37"/N・cm			
自重		0.31kg		0.30kg		0.62kg		0.60kg	
主材質-表面処理		アルミ-黒アルマイト処理							
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M4-10 4本							
価格	1台	¥95,000				¥190,000			
	2~6台	¥79,000				¥158,000			
	7台~	¥77,000				¥154,000			

手動ゴニオ

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

アリ式

クロスローラ

□25

□30

□40

□50

□60

□70

□80

□100

□120


その他

2


163

外形寸法図(1軸)

B58-60Cシリーズ




B58-60CRシリーズ




外形寸法図(2軸)

B59-60シリーズ



B59-60Rシリーズ



手動
ゴニオ

X
XY
Z

水平面Z
XZ

水平面XZ
XYZ
水平面XYZ

ゴニオ
回転
ユニット

アクセサリ
アリ式

クロス
ローラ

- 25
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- 120
- その他