


フリーサイズブレードボード: JF



アルミー黒アルマイト処理
 ※取手は別売


サイズを自由にお選び頂ける、フリーサイズのブレードボードです。
 上面の取付けタップは、M4タイプとM6タイプの2種類があり、すべて25mmマトリクスになっています。

また、取手は取付けピッチ150mmのものをオプションでご用意しています。
 必要に応じて任意の位置に取り付けることが可能です。


- 平面度：0.20mm以下。
- 特注仕様もご相談ください。
- 取手は別売です。型式JF-2T (2本1セット ¥10,000)
 ※取手ピッチ150mm
 ※付属品：M4ネジ・M4ワッシャ・M6ネジ

外形寸法図


■Aタイプ (L・W ≤ 550)



■Cタイプ (L・W ≥ 600)



■Bタイプ (Lのみ ≥ 600)




■寸法別/M6ザグリ穴の位置情報

外形	L,W(mm)	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A(mm)	250	300	300	350	350	400	400	450	450	
B(mm)	50	25	50	25	50	25	50	25	50	
C(mm)	250	300	300	350	350					
D(mm)	50	25	50	25	50					

Cタイプは、L,Wとも600mm以上のサイズです。

■ご注文方法



記入例
 300mm → 30
 450mm → 45
 1000mm → 10

■価格表 M6、M4とも同価格です。Aタイプ: ■ Bタイプ: ■ Cタイプ: ■

W \ L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
300	¥60,000	¥65,000	¥70,000	¥75,000	¥80,000	¥85,000	¥90,000	¥90,000	¥103,000	¥103,000	¥117,000	¥123,000	¥129,000	¥135,000	¥140,000	¥152,000
350		¥70,000	¥75,000	¥80,000	¥85,000	¥90,000	¥103,000	¥117,000	¥123,000	¥129,000	¥135,000	¥140,000	¥146,000	¥152,000	¥158,000	¥164,000
400			¥80,000	¥85,000	¥90,000	¥103,000	¥117,000	¥123,000	¥129,000	¥135,000	¥140,000	¥146,000	¥152,000	¥158,000	¥164,000	¥170,000
450				¥90,000	¥103,000	¥117,000	¥123,000	¥129,000	¥135,000	¥140,000	¥146,000	¥152,000	¥158,000	¥164,000	¥170,000	¥175,000
500					¥117,000	¥123,000	¥129,000	¥135,000	¥140,000	¥146,000	¥152,000	¥158,000	¥164,000	¥170,000	¥175,000	¥180,000
550						¥129,000	¥135,000	¥140,000	¥146,000	¥152,000	¥158,000	¥164,000	¥170,000	¥175,000	¥180,000	¥186,000
600							¥140,000	¥146,000	¥152,000	¥158,000	¥164,000	¥170,000	¥175,000	¥180,000	¥186,000	¥193,000
650								¥152,000	¥158,000	¥164,000	¥170,000	¥175,000	¥180,000	¥186,000	¥193,000	¥201,000
700									¥164,000	¥170,000	¥175,000	¥180,000	¥186,000	¥193,000	¥201,000	¥210,000
750										¥175,000	¥180,000	¥186,000	¥193,000	¥201,000	¥210,000	¥220,000
800											¥186,000	¥193,000	¥201,000	¥210,000	¥220,000	

※送料は無料です。

- ベース
- ガイダンス
- ブレードボード
- ポストシステム
- ロッド/ロッドスタンド
- クロスクランプ
- 光学レール
- マグネットベース
- スペーサ
- ベースプレート
- アダプタプレート
- L型ブラケット